

## MODE D'EMPLOI INTERFACE PC-RIFE

Branchez l'interface dans la prise de courant électrique.  
Branchez le câble sortant de l'interface dans la sortie « écouteurs » de l'ordinateur.  
Choisissez le logiciel des fréquences que vous allez utiliser.

### Utilisation de FreqGen :

Cliquez deux fois sur l'icône de « FreqGen ».  
Il y a deux fenêtres qui s'ouvrent – une noire et au dessus une blanche avec une liste des pathologies à traiter. Choisissez la pathologie à traiter et cliquez dessus deux fois.

Sur l'écran de l'ordi ne reste que la fenêtre noire dans laquelle est marquée la fréquence en cours ainsi que la durée de la séance.

La séance de traitement commence.

Installez-vous confortablement

Réglez le volume de votre ordinateur jusqu'à ce que le bouton rouge de l'interface s'allume.

Prenez chaque électrode dans une main et commencez la séance.

Vous pouvez ressentir les pulsions électriques en tenant les électrodes. Si la sensation est désagréable, baissez légèrement le volume. A savoir qu'on ressent plus les fréquences basses que les fréquences élevées.

La durée des séances est variable selon les maladies que l'on désire traiter. La durée de chaque fréquence est de 180 secs. Certaines séances n'ont que trois - quatre différentes fréquences, certaines plus. Il est conseillé de faire tout le programme prévu et ne pas l'interrompre. Si vous utilisez l'appareil en tant que professionnel, nous vous conseillons d'étudier en avance le temps nécessaire pour prévoir la durée de votre consultation.

### Utilisation de Tone Generator :

Ouvrez le logiciel. Une petite fenêtre s'affiche. Choisissez la fréquence en Hz que vous désirez utiliser en haut à gauche.

Dans la fenêtre : Wave Form sélectionnez « Square Wave ».

Vous pouvez régler également la durée de votre séance :

Cliquez sur « Save As ». Une deuxième petite fenêtre s'affiche sur laquelle dans la case « Duration » vous marquez le temps en secondes et puis cliquez sur OK . Pour commencer, cliquez sur « Start » sur la fenêtre principale. Réglez le volume de votre ordinateur jusqu'à ce que le bouton rouge de l'interface s'allume.

Prenez les deux électrodes et commencez votre séance.

Pour utiliser l'interface en tant que zapper, sélectionnez la fréquence de 30KHz (30000Hz) ou la fréquence de 2,5KHz (2500Hz). Cliquez sur « Save As » et sélectionnez une durée de 420secs (7 min) Commencez la séance. Après les 7 min de « zapping » faites une pose de 20 min et puis recommencez la même procédure. Refaites encore une pose de 20 min et encore une fois 7 min « zapping ». Dr Hulda Clark conseille de suivre bien cette prescription de :

**7 min zapping - 20min pose / 7 min zapping - 20min pose / 7 min zapping**

Les parasites et les bactéries qui habitent notre corps sont souvent « parasités » par d'autres parasites et bactéries. L'image de « poupée russe » illustre très bien ce phénomène. En utilisant le zapper nous agissons sur plusieurs étapes sur différents groupes de parasites